

since 2007
petrostar

FURNITURE CLINIC FARBA DO SKÓRY CZARNY 250ML

Farby są przeznaczone do przywracania i zmiany koloru wszystkich przedmiotów ze skóry.

Dzięki kontrolowanej ilości silikonu w farbie jest ona odporna na wycieranie i pękanie.

Skóra po malowaniu jest miękka i delikatna.

Farby NIE są na bazie rozpuszczalnika i nie wysuszają skóry.



Sposób użycia:

Przy użyciu zmywacza i bawełnianej szmatki usuwamy starą warstwę farby i odtłuszczamy powierzchnię. Jeśli są głębsze ubytki w skórze lub np. skóra jest przerwana, należy użyć płynnej skóry dostępnej na innej naszej aukcji. Można delikatnie wygładzić powierzchnię skóry za pomocą papieru wodnego 600-1000 oraz przetrzeć skórę alkoholem do skóry.

Na przygotowaną powierzchnię наносimy farbę za pomocą pistoletu natryskowego, gąbki lub pędzelka. Można nakładać kilka warstw w razie potrzeby. Każdą warstwę farby należy wysuszyć. Schnięcie można przyspieszyć używając suszarki do włosów. Robić przerwy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy 30-60 min.

Po wyschnięciu farby na farbę nakładamy lakier bezbarwny (w taki sam sposób jak farbę), należy nałożyć 2-3 warstwy lakieru podsuszając każdą z nich.

Jeśli nie chcemy usuwać starej warstwy farby tylko ją odtłuścić, to używamy alkoholu do skóry zamiast zmywacza.